

3 in **1**

Kombi TENS/EMS/WELLNESS

13 Programme



Gültig ab Juni 2008

promed EMT-4

KOMBI-GERÄT FÜR ELEKTRISCHE NERVEN- UND MUSKELSTIMULATION, WELLNESS

COMBI-UNIT FOR ELECTRICAL NERVE AND MUSCLE STIMULATION, WELLNESS

APPAREIL MIXTE POUR ÉLECTRONEUROSTIMULATION ET ÉLECTROMYOSTIMULATION, BIEN ÊTRE

APPARECCHIO COMBINATO PER STIMOLAZIONE ELETTRICA DEL SISTEMA NERVOSO E MUSCOLARE, WELLNESS

APARATO DIGITAL ELÉCTRICO PARA LA ESTIMULACIÓN MUSCULAR Y NERVIOSA (EMS/TENS), WELLNESS

promed EMT-4



D |

DAS BESONDERE

- 11 programmierte Programme (5 Tens- und 6 EMS-Programme, davon 2 Programme zur Behandlung von Inkontinenz)
- 2 frei programmierbare Programme
- 1 Anwendungsspeicher
- Uhrenfunktion im Standby-Modus
- Intensitäts- und Einschaltenschutz
- Verschreibungsfähig (Hilfsmittelnr. 09.31.02.0001-0999)

DIE ANWENDUNG

Bei Gelenk- und Muskelschmerzen (Myalgien, Ischialgien), Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen, Phantomschmerzen, bei Durchblutungsstörungen, zur Lymphdrainage, bei Inkontinenz, Menstruationsbeschwerden, zur Muskelrehabilitation und -aufbau, Koordinationsverbesserung und vieles mehr.

LIEFERUMFANG

gemäß Abbildungen links

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 4 x Batterie 1,5 V, Typ AAA (gesamt 6,0 V) oder 4 x Akku 1,2 V Typ AAA - 2 Kanäle: CH 1 und CH 2 - Stromart: Biphasischer Rechteck-Strom - Intensität: 0 mA – 50 mA, bei 500 Ohm (jeder Kanal ist getrennt einstellbar, 50 Abstufungen) - Frequenzumfang: 1 Hz bis 200 Hz - Umfang der Impulsbreite: 30 µsec bis 400 µsec - Behandlungszeit: a) Feste Programme: (P-01 bis P-11): 20 Min. bis 2 Stunden, b) Programmierbare Programme: (P-C1 und P-C2): 1 Min. bis 24 Stunden

US |

SPECIAL FEATURES

- 11 preset programs (5 Tens and 6 EMS programs, including 2 programs for treating incontinence)
- 2 freely programmable programs
- 1 application memory
- Clock function in standby mode
- Intensity and power-on protection
- Can be prescribed by your doctor (Classification no. 09.31.02.0001-0999)

APPLICATIONS

Myalgia, ischialgia, joint and muscle pains, back and neck pain, headaches, phantom pains, circulation problems, lymph drainage, incontinence, menstruation problems, muscle rehabilitation and build-up, improving coordination and much more.

PACKAGE CONTENTS

see pictures on the left

TECHNICAL DATA:

Power supply: 4 x batteries 1,5 V, AAA type (total 6,0 V) or 4 x rechargeable batteries 1,2 V AAA type - 2 channels: CH 1 and CH 2 - Current type: biphasic square pulse - Intensity: 0 mA – 50 mA, at 500 Ohms (each channel is separately adjustable, in 50 stages) - Frequency range: 1 Hz to 200 Hz - Pulse width range: 30 µsec to 400 µsec - Treatment time: a) Preset programs: (P-01 to P-11): 20 mins to 2 hours , b) Programmable programs: (P-C1 and P-C2): 1 min to 24 hours

F |

PARTICULARITÉS

- 11 programmes programmés (5 Tens et 6 EMS, dont 2 programme pour le traitement de l'incontinence)
- 2 programmes librement programmables
- 1 mémoire d'application
- Fonction horloge en mode veille
- Protection contre surintensité et allumage intempestif
- Peut être prescrit sur ordonnance médicale (code HMV 09.31.02.0001-0999)

L'APPLICATION

Myalgies, ischialgies, douleurs articulaires et musculaires, douleurs du dos, du cou et de tête, douleurs fantômes, troubles circulatoires, pour drainage lymphatique, en cas d'incontinence, douleurs menstruelles, pour réhabilitation et renforcement musculaire, amélioration de la coordination et bien plus.

FOURNITURE

voir illustration à gauche

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation électrique : 4 piles 1,5 V, type AAA (total 6,0 V) ou 4 piles rechargeables 1,2 V type AAA - 2 canaux : CH 1 et CH 2 - type de courant : courant rectangulaire biphasé - intensité : de 0 mA à 50 mA, pour 500 ohms (chaque canal est réglable séparément sur 50 niveaux) - Gamme de fréquence : 1 Hz à 200 Hz - Gamme de largeur d'impulsion : 30 µsec à 400 µsec - Durée de traitement : a) Programmes préprogrammés : (P-01 à P-11): 20 min à 2 heures, b) Programmes programmables : (P-C1 et P-C2): 1 min à 24 heures

I |

PARTICOLARITÀ:

- 11 programmi preimpostati (5 programmi tens e 6 programmi EMS, di cui 2 programmi per la cura dell'incontinenza)
- 2 programmi a impostazione libera
- 1 memoria di applicazione
- funzione orologio in modalità standby
- protezione intensità e attivazione
- prescrivibile (codice ausilio medico 09.31.02.0001-0999)

UTILIZZO

In caso di mialgie, ischialgie, dolori articolari e muscolari, dolori alla schiena, alla cervicale e alla testa, dolori all'arto fantasma, disturbi circolatori, drenaggio linfatico, incontinenza, dolori mestruali, riabilitazione e costituzione muscolare, miglioramento del coordinamento e molto altro.

DOTAZIONE

vedi figura a sinistra

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica: 4 x pile 1,5 V, tipo AAA (6,0 V totali) o 4 x pile ricaricabili 1,2 V tipo AAA - 2 canali: CH 1 e CH 2 - Tipo di corrente: corrente rettangolare bifasica - Intensità: 0 mA – 50 mA, a 500 W (ogni canale si può impostare separatamente, 50 livelli) - Frequenza: da 1 Hz a 200 Hz - Durata degli impulsi: da 30 µsec a 400 µsec - Durata del trattamento: a) Programmi fissi: (da P-01 a P-11): da 20 min a 2 ore , b) Programmi impostabili: (P-C1 e P-C2): da 1 min a 24 ore

E |

PARTICULARIDADES

- 11 Programas fijos (5 programas TENS y 6 programas EMS, 2 de estos programas pueden ser utilizados para el tratamiento de la incontinencia)
- 2 Programas libremente programables
- 1 Memoria de aplicación
- Función de reloj en el modo de reposo (Standby)
- Dispositivo de protección de conexión y de intensidad
- Puede ser recetado (Medio curativo auxiliar N° 09.31.02.0001-0999)

INDICACIONES

Mialgias, ciática, dolores musculares y articulares, dolores de cabeza, nuca y espalda, dolores fantasma, problemas de circulación, drenaje linfático, incontinenza, dolores menstruales, rehabilitación y desarrollo muscular, mejora de la coordinación y muchas más.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

De acuerdo con la figura representada a la izquierda.

DATOS TÉCNICOS

Abastecimiento de corriente: 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA (total 6,0 V) o 4 x pilas de 1,2 V, tipo AAA - 2 canales: CH 1 y CH 2 - Tipo de corriente: corriente rectangular bifásica - Intensidad: 0 mA – 50 mA, a 500 Ohm (cada canal puede ser ajustado individualmente, 50 graduaciones) - Gama de frecuencias: de 1 Hz a 200 Hz - Gama de anchos de impulso: de 30 µsec a 400 µsec - Duración del tratamiento: a) Programas fijos: (de P-01 a P-11): de 20 min. a 2 horas, b) Programas programables: (P-C1 y P-C2): de 1 min. a 24 horas



Art.-Nr. 352410

Promed GmbH

Lindenweg 11, D-82490 Farchant, Germany, Tel. +49 (0)8821/9621-0, Fax +49 (0)8821/9621-21, info@promed.de, www.promed.de